

Anweisung zum Ausfüllen des internationalen Implantatepasses

Die folgenden Schritte müssen von der Gesundheitseinrichtung/dem Gesundheitsdienstleister durchgeführt werden:

1. Bitte geben Sie den Namen des Patienten oder die Patienten-ID an.
2. Bitte geben Sie das Datum der Implantation an.
3. Bitte geben Sie den Namen und die Adresse der Gesundheitseinrichtung/des Gesundheitsdienstleisters an.
4. Bitte platzieren Sie hier die Patientenaufkleber.

HINWEISE

MAT Titanlegierung Ti6Al4V ELI gemäß ISO 5832-3

Es sind keine Allergien bekannt.

Bitte melden Sie dem Hersteller etwaige Fehlfunktionen oder eventuelle Komplikationen über die auf diesem Implantatepass aufgeführten Kontaktdaten.



Aktualisierte Informationen erhalten Sie unter www.joimax.com/downloads oder telefonisch unter +49 (0) 721 255 14-999 (Deutschland) oder +1 949-859-3472 (USA).

SYMBOLE

	Patientenname
	Implantationsdatum
	Gesundheits-einrichtung
	Artikelnummer
	Chargennummer
	Höhe, Länge und Breite
	Medizinprodukt
	Material
	Bedingt MRT-sicher
	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Verfalldatum



joimax[®] GmbH
Amalienbadstrasse 41, RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe, Deutschland
Tel. +49 (0) 721 255 14-0
E-Mail info@joimax.com

IN DEN USA VERTRIEBEN VON

joimax[®], Inc.
140 Technology Drive, Suite 150
Irvine, CA 92618, USA
Tel. +1 949 859 3472
E-Mail info@joimaxusa.com

KONTAKT ASIEN-PAZIFIK

joimax[®] Asia
Rykadan Capital Tower,
135 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Hongkong
Tel. +852 29116418
E-Mail asia@joimax.com
joimax[®] ASEAN
Regus Vision Exchange
2 Venture Drive, Level #24-01 - #24-32
Singapur 608526
Tel. +65 6914 9227
E-Mail asia@joimax.com



INTERNATIONALER IMPLANTATEPASS



1



2



3

TD_OCAG_14_DO_002_Att3; Rev. 001; 2025-05

www.joimax.com

MODELLBEZEICHNUNG DES MEDIZINPRODUKTS:

System zur Wirbelsäulenstabilisierung

PATIENTENAUFKLEBER
HIER ANBRINGEN

4

PATIENTENAUFKLEBER
HIER ANBRINGEN

4

PATIENTENAUFKLEBER
HIER ANBRINGEN

4

MODELLBEZEICHNUNG DES MEDIZINPRODUKTS:

System zur Wirbelsäulenstabilisierung

PATIENTENAUFKLEBER
HIER ANBRINGEN

4

PATIENTENAUFKLEBER
HIER ANBRINGEN

4

PATIENTENAUFKLEBER
HIER ANBRINGEN

4

MODELLBEZEICHNUNG DES MEDIZINPRODUKTS:

System zur Wirbelsäulenstabilisierung

PATIENTENAUFKLEBER
HIER ANBRINGEN

4

PATIENTENAUFKLEBER
HIER ANBRINGEN

4

PATIENTENAUFKLEBER
HIER ANBRINGEN

4

HINWEISE

Der behandelnde Arzt ist für eine vollständige Erläuterung aller Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen oder Maßnahmen verantwortlich, die vom Patienten zu ergreifen sind. Dem Besitzer dieses Implantatepasses wurde ein permanentes metallisches Wirbelsäulenimplantat eingesetzt.



Diese Person ist Träger eines joimax[®] Implantats und kann nur unter sehr spezifischen Bedingungen sicher einer MRT-Untersuchung unterzogen werden. Eine MRT-Untersuchung unter anderen Bedingungen kann zu Verletzungen oder zu Fehlfunktionen des Produkts führen. Ausführliche Sicherheitsinformationen für MRT-Untersuchungen erhalten Sie unter www.joimax.com/downloads oder telefonisch unter +49 (0) 721 255 14-999 (Deutschland) oder +1 949-859-3472 (USA).