

Istruzioni per il completamento della tessera internazionale di portatore di impianto

I seguenti passaggi devono essere completati da una struttura sanitaria/un operatore sanitario:

1. Inserire il nome del paziente o la sua ID.
2. Inserire la data in cui è stato eseguito l'impianto.
3. Inserire il nome e l'indirizzo della struttura sanitaria/dell'operatore sanitario.
4. Applicare qui le etichette del paziente.


NOTE

MAT Lega titanio Ti6Al4V ELI come da ISO 5832-3
Non ci sono allergie note.

Segnalare eventuali problemi di funzionamento o eventi avversi al fabbricante utilizzando i contatti indicati in questa tessera per il portatore di impianto.

 Per informazioni aggiornate consultare il sito www.joimax.com/downloads o chiamare il numero +49 (0) 721 255 14-999 (Germania) oppure 949-859-3472 (USA).

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Nome del paziente
	Data dell'impianto
	Struttura sanitaria
	Numero di riferimento
	Numero di lotto
	Altezza, lunghezza e larghezza
	Dispositivo medico
	Materiale
	A compatibilità RM condizionata
	Data di fabbricazione
	Data di scadenza



joimax[®] GmbH
Amalienbadstrasse 41, RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe, Allemagne
Tel. +49 (0) 721 255 14-0
E-mail info@joimax.com

DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI DA

joimax[®], Inc.
140 Technology Drive, Suite 150
Irvine, CA 92618, USA
Tel. +1 949 859 3472
E-mail info@joimaxusa.com

CONTATTI PER LA REGIONE ASIA-PACIFICO

joimax[®] Asia
Rykadan Capital Tower,
135 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Hong Kong
Tel. +852 29116418
E-mail asia@joimax.com

joimax[®] ASEAN
Regus Vision Exchange
2 Venture Drive, Level #24-01 - #24-32
Singapore 608526
Tel. +65 6914 9227
E-mail asia@joimax.com

TD_OCAG_14_DO_002_Att6; Rev. 001; 2025-05



TESSERA INTERNAZIONALE DI PORTATORE DI IMPIANTO

www.joimax.com

MODELLO DEL DISPOSITIVO: Sistema di stabilizzazione spinale

APPLICARE QUI
L'ETICHETTA DEL
PAZIENTE.

4 4

APPLICARE QUI
L'ETICHETTA DEL
PAZIENTE.

4 4

APPLICARE QUI
L'ETICHETTA DEL
PAZIENTE.

4 4

MODELLO DEL DISPOSITIVO: Sistema di stabilizzazione spinale

APPLICARE QUI
L'ETICHETTA DEL
PAZIENTE.

4 4

APPLICARE QUI
L'ETICHETTA DEL
PAZIENTE.

4 4

APPLICARE QUI
L'ETICHETTA DEL
PAZIENTE.

4 4

MODELLO DEL DISPOSITIVO: Sistema di stabilizzazione spinale

APPLICARE QUI
L'ETICHETTA DEL
PAZIENTE.

4 4

APPLICARE QUI
L'ETICHETTA DEL
PAZIENTE.

4 4

APPLICARE QUI
L'ETICHETTA DEL
PAZIENTE.

4 4

NOTE

È responsabilità del medico ospedaliero fornire una spiegazione dettagliata di eventuali avvertenze, precauzioni o misure che il paziente deve adottare.

Il proprietario di questa tessera ha subito un intervento di chirurgia spinale con impianto metallico permanente.



Questa persona è portatrice di un impianto joimax[®] e potrà sottoporsi in sicurezza ad un esame di RM solo in condizioni molto specifiche. Una scansione eseguita in condizioni diverse può causare una lesione o un problema di funzionamento del dispositivo. Informazioni complete sulla sicurezza per la RMI sono reperibili sul sito www.joimax.com/downloads oppure chiamando il numero +49 (0) 721 255 14-999 (Germania) o 949-859-3472 (USA).