

Instructies voor het invullen van de internationale implantaatkaart

De volgende stappen moeten door de zorginstelling/zorgverlener worden uitgevoerd:

1. Vul de naam van de patiënt of ID van de patiënt in.
2. Vul de datum van implantatie in.
3. Vul de naam en het adres van de zorginstelling/zorgverlener in.
4. Breng hier de patiëntlabels aan.

OPMERKINGEN

MAT Titaniumlegering Ti6Al4V ELI volgens ISO 5832-3
Er zijn geen allergieën bekend.

Meld defecten of ongewenste voorvallen aan de fabrikant via de contactgegevens op deze implantaatkaart.

 Bijgewerkte informatie wordt verstrekt onder www.joimax.com/downloads of telefonisch via +49 (0) 721 255 14-999 (Duitsland) of 949-859-3472 (VS).

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

	Naam patiënt
	Implantatiedatum
	Zorginstelling
	Catalogusnummer
	Batchcode/lotnummer
	Hoogte, lengte en breedte
	Medisch hulpmiddel
	Materiaal
	MRI veilig
	Fabricagedatum
	Fabrikant
	Uiterste gebruiksdatum



joimax[®] GmbH
Amalienbadstrasse 41, Raumfabrik 61
76227 Karlsruhe, Duitsland
Tel. +49 (0) 721 255 14-0
E-mail info@joimax.com

IN DE VS GEDISTRIBUEERD DOOR

joimax[®], Inc.
140 Technology Drive, Suite 150
Irvine, CA 92618, VS
Tel. +1 949 859 3472
E-mail info@joimaxusa.com

CONTACTGEGEVENEN VOOR AZIË EN OCEANIE

joimax[®] Asia
Ryckadan Capital Tower,
135 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Hong Kong
Tel. +852 29116418
E-mail asia@joimax.com

joimax[®] ASEAN
Regus Vision Exchange
2 Venture Drive, Level #24-01 - #24-32
Singapore 608526
Tel. +65 6914 9227
E-mail asia@joimax.com

TD_OCAG_14_DO_002_Att7; Rev. 001; 2025-05



INTERNATIONALE IMPLANTAATKAART

		
		
		

www.joimax.com

MODEL HULPMIDDEL:

Wervelkolomstabilisatiesysteem

BRENG HIER HET
PATIËNTLABEL

4

BRENG HIER HET
PATIËNTLABEL

4

BRENG HIER HET
PATIËNTLABEL

4

MODEL HULPMIDDEL:

Wervelkolomstabilisatiesysteem

BRENG HIER HET
PATIËNTLABEL

4

BRENG HIER HET
PATIËNTLABEL

4

BRENG HIER HET
PATIËNTLABEL

4

MODEL HULPMIDDEL:

Wervelkolomstabilisatiesysteem

BRENG HIER HET
PATIËNTLABEL

4

BRENG HIER HET
PATIËNTLABEL

4

BRENG HIER HET
PATIËNTLABEL

4

OPMERKINGEN

De behandelende arts is verantwoordelijk voor een grondige uitleg van waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen of andere maatregelen die de patiënt moet nemen.

Bij de eigenaar van deze pas is een permanent metalen wervelkolomimplantaat geïmplanterd.



Deze persoon heeft een joimax[®]-implantaat en kan alleen onder zeer specifieke omstandigheden veilig een MRI-onderzoek ondergaan. Scannen onder andere omstandigheden kan leiden tot letsel of defecten van het hulpmiddel. Volledige informatie over de MRI-veiligheid is verkrijgbaar via www.joimax.com/downloads of telefonisch via +49 (0) 721 255 14-999 (Duitsland) of 949-859-3472 (VS).