

Vejledning til udfyldelse af det internationale implantatkort

Sundhedsinstitutionen/behandleren skal udføre følgende trin:

1. Udfyld venligst patientens navn eller patient-ID.
2. Udfyld datoen for implantationen.
3. Udfyld venligst navn og adresse på sundhedsinstitutionen/udbyderen.
4. Placer patientmærkaterne her.

NOTER

MAT Titaniumlegering Ti6Al4V ELI i henhold til ISO 5832-3

ELI i henhold til ISO 5832-3

Venligst indberet eventuelle funktionsfejl eller bivirkninger til producenten ved hjælp af kontaktoplysningerne på dette implantatkort



Opdateringer vil blive offentliggjort under www.joimax.com/downloads eller ved at ringe til +49 (0) 721 255 14-999 (Tyskland) eller 949-859-3472 (USA).

FORKLARING AF SYMBOLER

	Patientens navn
	Implantationsdato
	Sundhedsinstitution
	Referencenummer
	LOT nummer
	Højde, længde og bredde
	Medicinsk udstyr
	Materiale
	MR-kompatibel
	Fremstillingsdato
	Producent
	Udløbsdato



joimax® GmbH
Amalienbadstrasse 41, RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe, Tyskland
Telefon +49 (0) 721 255 14-0
E-mail info@joimax.com

I USA DISTRIBUTUERET AF

joimax®, Inc.
140 Technology Drive, Suite 150
Irvine, CA 92618, EUA
Telefon +1 949 859 3472
E-mail info@joimaxusa.com

KONTAKT FOR ASIEN-STILLEHAVSOMRADET

joimax® Asia
Rykadan Capital Tower,
135 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Hong Kong
Telefon +852 29116418
E-mail asia@joimax.com

joimax® ASEAN
Regus Vision Exchange
2 Venture Drive, Level #24-01 - #24-32
Singapore 608526
Telefon +65 6914 9227
E-mail asia@joimax.com



INTERNATIONALT IMPLANTATKORT



1



2



3

TD_OCAG_14_DO_002_Att17; Rev. 001; 2026-06

www.joimax.com

ENHEDSMODEL:

System til stabilisering af rygsøjlen




ENHEDSMODEL:

System til stabilisering af rygsøjlen



ENHEDSMODEL:

System til stabilisering af rygsøjlen



BEMÆRKNINGER

Den behandlende læge er ansvarlig for grundigt at forklare eventuelle advarsler, forholdsregler eller foranstaltninger, som patienten skal tage.

Der er indsat et permanent metallisk rygimplantat i indehaveren af dette kort.



Denne person har et joimax®-implantat og kan kun gennemgå en MR-undersøgelse under meget specifikke betingelser. Scanning under andre betingelser kan medføre personskade eller funktionsfejl i implantatet. Fuldstændige sikkerhedsoplysninger om MR-scanning findes på www.joimax.com/downloads eller ved at ringe til +49 (0) 721 255 14-999 (Tyskland) eller 949-859-3472 (USA).