

Instrucciones para rellenar la tarjeta del implante internacional

El centro/profesional sanitario debe realizar los siguientes pasos:

1. Rellenar el nombre del paciente o el código de identificación del paciente.
2. Rellenar la fecha de implantación.
3. Rellenar el nombre y la dirección del centro/profesional sanitario.
4. Colocar las etiquetas del paciente aquí.

NOTAS

MAT Aleación de titanio Ti6Al4V
ELI conforme a ISO 5832-3

No hay alergias conocidas.

Notifique todo fallo de funcionamiento o reacción adversa al fabricante utilizando los datos de contacto indicados en esta tarjeta del implante.

 Se proporcionarán actualizaciones de la información en www.joimax.com/downloads o llamando al +49 (0) 721 255 14-999 (Alemania) o al +1 949-859-3472 (Estados Unidos).

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Nombre del paciente
	Fecha de implantación
	Centro sanitario
	Número de referencia
	Número de lote
	Altura, longitud y anchura
	Producto sanitario
	Material
	Condicionamente compatible con la RM
	Fecha de fabricación
	Fabricante
	Fecha de caducidad



joimax[®] GmbH
Amalienbadstrasse 41, RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe, Alemania
Teléfono +49 (0) 721 255 14-0
Correo electrónico info@joimax.com

DISTRIBUIDO EN ESTADOS UNIDOS POR

joimax[®], Inc.
140 Technology Drive, Suite 150
Irvine, CA 92618, Estados Unidos
Teléfono +1 949 859 3472
Correo electrónico info@joimaxusa.com

CONTACTO PARA ASIA-PACÍFICO

joimax[®] Asia
Rykadan Capital Tower,
135 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Hong Kong
Teléfono +852 29116418
Correo electrónico asia@joimax.com

joimax[®] ASEAN
Regus Vision Exchange
2 Venture Drive, Level #24-01 - #24-32
Singapur 608526
Teléfono +65 6914 9227
Correo electrónico asia@joimax.com

TD_OCAG_14_DO_002_Att4; Rev. 001; 2025-05



TARJETA DEL IMPLANTE INTERNACIONAL

	
	
	

www.joimax.com

MODELO DEL PRODUCTO:

Sistema de estabilización de la columna vertebral

COLOCAR LA ETIQUETA DEL PACIENTE 

COLOCAR LA ETIQUETA DEL PACIENTE 

COLOCAR LA ETIQUETA DEL PACIENTE 

MODELO DEL PRODUCTO:

Sistema de estabilización de la columna vertebral

COLOCAR LA ETIQUETA DEL PACIENTE 

COLOCAR LA ETIQUETA DEL PACIENTE 

COLOCAR LA ETIQUETA DEL PACIENTE 

MODELO DEL PRODUCTO:

Sistema de estabilización de la columna vertebral

COLOCAR LA ETIQUETA DEL PACIENTE 

COLOCAR LA ETIQUETA DEL PACIENTE 

COLOCAR LA ETIQUETA DEL PACIENTE 

NOTAS

El médico responsable tiene la responsabilidad de explicar meticulosamente todas las advertencias, precauciones o medidas que debe tomar el paciente. Se ha implantado un implante vertebral metálico permanente al propietario de esta tarjeta.



Esta persona tiene un implante joimax[®] y puede someterse de forma segura a una exploración por RM solo en condiciones muy específicas. La exploración en condiciones diferentes puede causar lesiones o un fallo de funcionamiento del producto. La información completa sobre seguridad en relación con la RM está disponible en www.joimax.com/downloads o llamando al +49 (0) 721 255 14-999 (Alemania) o al 949-859-3472 (Estados Unidos).